



CATALOGO DI PRODOTTI

Prima di sfogliare il nostro catalogo non dimenticare che:

- durante la cura post-operatoria è importante indossare la guaina compressiva
- bisogna attentamente scegliere la taglia giusta
- è raccomandato comprare 2 pezzi d'indumento post-operatorio

LIPOELASTIC® guaine post operatorie
sono fatte di **materiali certificati.**



VH

Comfort



VH

Senza zip



VH

Variant



PANTALONI DONNA-MATERIALE CLASSIC

1. passo

CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

TABELLA TAGLIE
01

Uso:
Addominoplastica, Liposuzione dell'addome

VH body

Variant



Variant



VH special

Comfort



Comfort



VH special

Senza zip



Senza zip



1. passo

CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

TABELLA TAGLIE
01

Uso:
Addominoplastica, Liposuzione dell'addome

VF
Comfort




Colore:



VF
Senza zip



Senza zip
Colore:



Funzionalità, elasticità
design, tecnologia e la
perfezione.

Indumenti elasto
compressivi LIPOELASTIC®.

PANTALONI DONNA-MATERIALE CLASSIC



1. passo

CLASSIC
Materiale

SILVER
PROTECT

TABELLA
TAGLIE
02

Uso:
Addominoplastica, Liposuzione dell'addome, glutei, regione dell'anca, fianchi e cosce

VF

Variant

bretelle staccabili con fibbia regolabile

3 posizioni dei gancetti



Colore:



VF body

Variant

spalline non staccabili con fibbia regolabile

3 posizioni dei gancetti



Colore:



VF body BBO

Variant

spalline non staccabili con fibbia regolabile

3 posizioni dei gancetti

versione aperta sugli glutei



Colore:



Uso:

Addominoplastica, Liposuzione dell'addome, glutei, regione dell'anca, fianchi e cosce

1. passo

CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

TABELLA TAGLIE 02

VD

Comfort

bretelle staccabili con fibbia regolabile

zip fondato dai gancetti

zip fondato dai gancetti



Colore:



VD

Senza zip

bretelle staccabili con fibbia regolabile

Senza zip

Colore:



VD

Variant

bretelle staccabili con fibbia regolabile

3 posizioni dei gancetti

Variant

Colore:



Uso:

Addominoplastica, Liposuzione dell'addome, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce e ginocchia

1. passo

CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

TABELLA TAGLIE
03

VD body

Variant



Variant

Colore:



VD special

Comfort



Comfort

Colore:



VD special

Senza zip



Senza zip

Colore:



1. passo

CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

TABELLA TAGLIE 03

Uso:

Addominoplastica, Liposuzione dell'addome, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce e ginocchia

VB

Comfort

bretelle staccabili con fibbia regolabile

zip fondato dai gancetti

zip fondato dai gancetti



Colore:



VB

Senza zip

bretelle staccabili con fibbia regolabile

Senza zip

Colore:



VB

Variant

bretelle staccabili con fibbia regolabile

3 posizioni dei gancetti



Colore:



1. passo

CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

TABELLA TAGLIE
03

Uso:

Addominoplastica, Liposuzione dell'addome, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce, ginocchia e polpacci
Stabilizzazione delle protesi area polpaccio.

VB body

Variant

spalline non staccabili
con fibbia regolabile

3 posizioni dei gancetti



Colore:



Lo sapevate che...

il risultato finale dipende anche da una terapia **compressiva corretta?**

La scarsa scelta della biancheria postoperatoria può causare la formazione di grinze della pelle ed influenzare il risultato finale di liposuzione.

Consiglio: Acquistate una seconda guaina per la prossima fase della vostra convalescenza. Ottenete i risultati migliori ed aumentate il vostro comfort.

Uso:

Addominoplastica, Liposuzione dell'addome, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce, ginocchia e polpacci
Stabilizzazione delle protesi area polpaccio.

1. passo

CLASSIC
Materiale

SILVER
PROTECT

TABELLA
TAGLIE
03

TF

Comfort



zip fondato dai gancetti

zip fondato dai gancetti



Colore:



TF

Senza zip



elastico morbido con logo

Senza zip

Colore:



TF

Variant



3 posizioni dei gancetti

Variant

Colore:



PANTALONI DONNA-MATERIALE CLASSIC



1. passo

CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

TABELLA TAGLIE 04

Uso:

Liposuzione del basso addome, glutei, regione dell'anca, fianchi e cosce

TD

Comfort



zip fondato dai gancetti

zip fondato dai gancetti



Colore:



TD

Senza zip



elastico morbido con logo



Colore:



TD


Variant



3 posizioni dei gancetti



Colore:



Uso:

Liposuzione del basso addome, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce e ginocchia

1. passo

CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

TABELLA TAGLIE
05

TD special

Comfort



Colore:



TD special

Sensa zip



Colore:



TD special

Variant



Colore:



Uso:

Liposuzione del basso addome, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce, ginocchia e polpacci

1. passo

CLASSIC
Materiale

SILVER
PROTECT

TABELLA
TAGLIE
05

Lo sapevate che...

PER AVERE UNA SENSAZIONE DI
SICUREZZA ED IN TERMINE IGIENICO
AVETE BISOGNO DI 2 GUAINE
POST-INTERVENTO?

2 PASSI



TB

Comfort



Colore:



TB

Senza zip



Colore:



TB

Variant



Colore:



1. passo

CLASSIC
Materiale

SILVER
PROTECT

TABELLA
TAGLIE
05

Uso:

Liposuzione del basso addome, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce, ginocchia e polpacci
Stabilizzazione delle protesi area polpaccio

COLLEZIONE UNIQUE



- viene utilizzata per la seconda fase della convalescenza - adatto in combinazione con indumenti di serie Classic ed anche indipendentemente
- grazie al materiale traspirante è possibile indossare le nostre guaine anche in condizioni climatiche estreme
- Unique assicura una veloce traspirazione d'umidità indesiderata
- massaggia la pelle
- accelera la guarigione
- facile da indossare senza l'aiuto di un'altra persona
- chiusura Variant permette il controllo della compressione, se necessario

Materiale UNIQUE è semplicemente unico

VH unique

Variant

bretelle staccabili con fibbia regolabile

3 posizioni dei gancetti

3 posizioni dei gancetti



Colore:



VF unique

Variant

bretelle staccabili con fibbia regolabile



3 posizioni dei gancetti

TABELLA
TAGLIE

02

€
€
€

Variant

Colore:



VD unique

Variant

bretelle staccabili con fibbia regolabile



3 posizioni dei gancetti

TABELLA
TAGLIE

03

€
€
€

Variant

Colore:



PANTALONI DONNA-MATERIALE UNIQUE



Uso: VF unique - Addominoplastica, Liposuzione dell'addome, glutei, regione dell'anca, fianchi e cosce
VD unique - Addominoplastica, Liposuzione dell'addome, glutei, regione dell'anca, fianchi , cosce e ginocchia

2. passo

UNIQUE
Materiale

MICRO
CLIMA

TF unique

Variant



3 posizioni dei gancetti

TABELLA
TAGLIE
04

Variant

Colore:



TD unique

Variant



3 posizioni dei gancetti

TABELLA
TAGLIE
05

Variant

Colore:



MT formed

Comfort



TABELLA TAGLIE
06

Comfort

Colore:



MT smooth

Comfort



TABELLA TAGLIE
07

Comfort

Colore:



MTf smooth

Comfort



TABELLA TAGLIE
07

Comfort

Colore:



CLASSIC Materiale

SILVER PROTECT

Uso: MT formed - Liposuzione schiena, Mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)
MT smooth | MTF smooth - Liposuzione schiena e braccia

MH

Comfort



TABELLA
TAGLIE

08



Colore:



MH special

Comfort

CONSIGLIATO
DAI CLIENTI



TABELLA
TAGLIE

09



Colore:



Uso: MH - Addominoplastica, liposuzione dell'addome, schiena e braccia
 MH special - addominoplastica, liposuzione dell'addome e schiena, mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)

CLASSIC
Materiale

SILVER
PROTECT

MHF

Comfort



TABELLA
TAGLIE

10

www.italy.com
Comfort

Colore:



MHD

Comfort



TABELLA
TAGLIE

11

www.italy.com
Comfort

Colore:



MHB

Comfort




TABELLA
TAGLIE

11

www.italy.com
Comfort

Colore:



CLASSIC
Materiale

SILVER
PROTECT

Uso: MHF - Addominoplastica, liposuzione dell'addome, schiena, braccia, glutei, regione dell'anca, fianchi e cosce
 MHD - Addominoplastica, liposuzione dell'addome, schiena, braccia, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce e ginocchia
 MHB - Addominoplastica, liposuzione dell'addome, schiena, braccia, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce, ginocchia e polpacci

MGF

Comfort

4 posizioni dei gancetti
 zip fondato dai gancetti
 coppe sagomate



TABELLA
TAGLIE
12



Colore:



MGD

Comfort

4 posizioni dei gancetti
 zip fondato dai gancetti
 coppe sagomate



TABELLA
TAGLIE
13



Colore:



MGB

Comfort

4 posizioni dei gancetti
 coppe sagomate
 zip fondato dai gancetti



TABELLA
TAGLIE
13



Colore:



Uso: MGF - Addominoplastica, liposuzione dell'addome, schiena, braccia, glutei, regione dell'anca, fianchi e cosce, mastoplastica
 MGD - Addominoplastica, liposuzione dell'addome, schiena, braccia, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce e ginocchi, mastoplastica
 MGB - Addominoplastica, liposuzione dell'addome, schiena, braccia, glutei, regione dell'anca, fianchi, cosce, ginocchi e polpacci, mastoplastica

PI unique

Comfort



PI special

Comfort



REGGISENI COMPRESSIVI

2. passo

ACTIVE DRY

Uso: Mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)

1. passo



Uso: Mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)

PI extra

Variant




TABELLA
TAGLIE
14

Variant

Colore:



PI active

Variant

NOVITÀ



TABELLA
TAGLIE
15

Variant

Colore:



1. passo

CLASSIC
DRY

Uso:

Mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)

1. passo


COTONE

Uso:

Mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)

PI formed

Comfort



Colore:



PI standard

Variant



Colore:




CLASSIC
DRY

TABELLA
TAGLIE
17

Uso:
Mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)

PS special

Comfort



Colore:



PSG special

Comfort



Colore:



1. passo



TABELLA TAGLIE
16

Uso: Mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)

PS extra

Variant



PS formed

Comfort



SI

Comfort



Uso:

Mastoplastica (l'aumento, riduzione, ricostruzione del seno e mastopessi)

SI special

Velcro



TABELLA
TAGLIE
18

Velcro

Colore:



SI formed

Velcro
fastener



TABELLA
TAGLIE
19

Velcro

Colore:



SG

Velcro
fastener



TABELLA
TAGLIE
20

Velcro

Colore:



Uso:

Fasce per stabilizzazione di protesi mammarie per usare in combinazione con reggiseno compressivo dopo la mastoplastica additiva

PANTALONI DONNA-MATERIALE CLASSIC, MATERIALE UNIQUE

TABELLA
TAGLIE

01

VH | VH BODY | VH SPECIAL
VH UNIQUE

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI		
	Sotto seno	Girovita	Fianchi
XS	61-66	58-63	84-88
S	67-72	64-69	89-94
M	73-79	70-76	95-101
L	80-88	77-85	102-110
XL	89-97	86-94	111-119
XXL	98-106	95-103	120-128
XXXL	107-115	104-112	129-137

TABELLA
TAGLIE

02

VF | VF BODY | VF BODY BBO | VF UNIQUE

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI				
	Sotto seno	Girovita	Fianchi	Cosce	Sopra ginocchio
XS	61-66	58-63	84-88	48-50	32-34
S	67-72	64-69	89-94	51-55	35-39
M	73-79	70-76	95-101	56-60	40-44
L	80-88	77-85	102-110	61-65	45-49
XL	89-97	86-94	111-119	66-70	50-54
XXL	98-106	95-103	120-128	71-75	55-59
XXXL	107-115	104-112	129-137	76-80	60-64

TABELLA
TAGLIE

03

VD | VD BODY | VD SPECIAL | VD UNIQUE | VB | VB BODY

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI					
	Sotto seno	Girovita	Fianchi	Cosce	Sopra ginocchio	Polpaccio
XS	61-66	58-63	84-88	48-50	32-34	27-29
S	67-72	64-69	89-94	51-55	35-39	30-32
M	73-79	70-76	95-101	56-60	40-44	33-35
L	80-88	77-85	102-110	61-65	45-49	36-38
XL	89-97	86-94	111-119	66-70	50-54	39-41
XXL	98-106	95-103	120-128	71-75	55-59	42-44
XXXL	107-115	104-112	129-137	76-80	60-64	45-47

TABELLA
TAGLIE

04

TF | TF UNIQUE

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI			
	Girovita	Fianchi	Cosce	Sopra ginocchio
XS	58-63	84-88	48-50	32-34
S	64-69	89-94	51-55	35-39
M	70-76	95-101	56-60	40-44
L	77-85	102-110	61-65	45-49
XL	86-94	111-119	66-70	50-54
XXL	95-103	120-128	71-75	55-59
XXXL	104-112	129-137	76-80	60-64

TABELLA
TAGLIE

05

TD | TD SPECIAL | TD UNIQUE | TB

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI				
	Girovita	Fianchi	Cosce	Sopra ginocchio	Polpaccio
XS	58-63	84-88	48-50	32-34	27-29
S	64-69	89-94	51-55	35-39	30-32
M	70-76	95-101	56-60	40-44	33-35
L	77-85	102-110	61-65	45-49	36-38
XL	86-94	111-119	66-70	50-54	39-41
XXL	95-103	120-128	71-75	55-59	42-44
XXXL	104-112	129-137	76-80	60-64	45-47

REGGISENI COMPRESSIVI E FASCE STABILIZZANTI

TABELLA
TAGLIE

14

PI EXTRA | PS EXTRA

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI	
	Circonferenza sopra seno	Sotto seno
XS	72-79	58-64
S	80-87	65-71
M	88-95	72-78
L	96-103	79-86
XL	104-111	87-94
XXL	112-120	95-102
XXXL	121-126	103-110

TABELLA
TAGLIE

15

PI ACTIVE

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI	
	Circonferenza sopra seno	Sotto seno
S	80-87	65-71
M	88-95	72-78
L	96-103	79-86
XL	104-111	87-94

TABELLA
TAGLIE

16

PI SPECIAL | PS SPECIAL | PSG SPECIAL

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI				
	Sotto seno	Circonferenza sopra seno			
		Coppa A	Coppa B	Coppa C	Coppa D
60	58-62	72-74	74-76	76-78	78-80
65	63-67	77-79	79-81	81-83	83-85
70	68-72	82-84	84-86	86-88	88-90
75	73-77	87-89	89-91	91-93	93-95
80	78-82	92-94	94-96	96-98	98-100
85	83-87	97-99	99-101	101-103	103-105
90	88-92	102-104	104-106	106-108	108-110
95	93-97	107-109	109-111	111-113	113-115
100	98-102	112-114	114-116	116-118	118-120

*PSG SPECIAL è a disposizione in taglie 65A-90D

TABELLA
TAGLIE

17

PI UNIQUE | PI FORMED | PS FORMED | PI STANDARD

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI						
	Sotto seno	Circonferenza sopra seno					Coppa E
		Coppa AA	Coppa A	Coppa B	Coppa C	Coppa D	
60	58-62	70-72	72-74	74-76	76-78	78-80	80-82
65	63-67	75-77	77-79	79-81	81-83	83-85	85-87
70	68-72	80-82	82-84	84-86	86-88	88-90	90-92
75	73-77	85-87	87-89	89-91	91-93	93-95	95-97
80	78-82	90-92	92-94	94-96	96-98	98-100	100-102
85	83-87	95-97	97-99	99-101	101-103	103-105	105-107
90	88-92	100-102	102-104	104-106	106-108	108-110	110-112
95	93-97	105-107	107-109	109-111	111-113	113-115	115-117
100	98-102	110-112	112-114	114-116	116-118	118-120	120-122

REGGISENI COMPRESSIVI E FASCE STABILIZZANTI

TABELLA
TAGLIE
18

SI | SI SPECIAL

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI
	Circonferenza sopra seno
XS	72-79
S	80-87
M	88-95
L	96-103
XL	104-111
XXL	112-120
XXXL	121-129

TABELLA
TAGLIE
19

SI FORMED

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI	
	Circonferenza sopra seno	Sotto seno
60	72-80	58-62
65	77-85	63-67
70	82-90	68-72
75	87-95	73-77
80	92-100	78-82
85	97-105	83-87
90	102-110	88-92
95	107-115	93-97
100	112-120	98-102

TABELLA
TAGLIE
20

SG

Taglia	MISURA DELLA CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI
	Circonferenza sopra seno
XS	-> -86
S	86-92
M	92-98
L	98-108
XL	108-114

**PREGHIAMO DI CONSULTARE LA TAGLIA DI QUESTI PRODOTTI
CON IL VOSTRO CHIRURGO PLASTICO:**

PS SPECIAL



PSG SPECIAL



PS EXTRA



PS FORMED



SI



SI SPECIAL



SI FORMED



SG

