

Mikroklingen Halter – Mikroklingen
Micro-blade holder – Micro-blades

Porte micro-lames – Micro-lames
Porta para micro-hojas – Micro-hojas
Porta micro-lame – Micro-lame



1:1



1:1



1:1



1:1



1:1

Fig. 63	Fig. 64	Fig. 67	Fig. 69
tk 7121-03	tk 7121-04	tk 7121-07	tk 7121-09

Mikroklingen – Packung mit 25 Stück

Micro-Spare blade – package of 25 pieces

Micro-Lame de réchange – paquet de 25 pièces

Micro-Hoja de cambio – paquete de 25 piezas

Micro-Lame di ricambio – confezione da 25 pezzi

135 mm – 5 1/4"

tk 7120-13

Titan

Titanium

Titan

Titanio

Titanio



Die abgebildeten Klingen sind steril

The blades on this page are sterile

Les lames de cette page sont stériles

Los hojas de esta página son esteriles

Le lame illustrate sono sterili

Skalpelli-Griffe
Scalpel handles

Manches de bistouri
Mangos de bisturí
Manici per bisturi



1:1

STANDARD

Fig. 3

tk 7110-03



1:1

STANDARD

Fig. 4

tk 7100-04



1:1

BARRON

Fig. 3

tk 7113-03



1:1

Fig. 3 R

tk 7115-03



1:1

Fig. 3 RG

tk 7116-03



1:1

Fig. 7K

tk 7110-71



1:1

Fig. 7

tk 7110-07

Skalpellklingen
Scalpel blades

Lames de bistouris
Hojas de bisturí
Lame per bisturi



Packung mit 100 Stück
Package of 100 pieces
Paquet de 100 pièces
Paquetes de 100 piezas
Confezione da 100 pezzi



Die abgebildeten Klingen sind steril
The blades on this page are sterile
Les lames de cette page sont stériles
Los hojas de este pagina son esteriles
Le lame illustrate sono sterili



1:1
Fig. 10



1:1
Fig. 11



1:1
Fig. 12



1:1
Fig. 12d



1:1
Fig. 15



1:1
Fig. 15c

tk 7210-10T	tk 7210-11T	tk 7210-12T	tk 7210-12DT	tk 7210-15T	tk 7210-15CT
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

doppelschneidend
double cutting edge
double tranchante
corta doble
a doppio taglio

passend für Griffe: tk 7110-03, tk 7111-03, tk 7110-07, tk 7110-71, tk 7112-03, tk 7113-03, tk 7115-03, tk 7116-03
for handles: tk 7110-03, tk 7111-03, tk 7110-07, tk 7110-71, tk 7112-03, tk 7113-03, tk 7115-03, tk 7116-03
pour manches: tk 7110-03, tk 7111-03, tk 7110-07, tk 7110-71, tk 7112-03, tk 7113-03, tk 7115-03, tk 7116-03
para mangos: tk 7110-03, tk 7111-03, tk 7110-07, tk 7110-71, tk 7112-03, tk 7113-03, tk 7115-03, tk 7116-03
per manici: tk 7110-03, tk 7111-03, tk 7110-07, tk 7110-71, tk 7112-03, tk 7113-03, tk 7115-03, tk 7116-03



Fig. 18



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23




Fig. 24

tk 7210-18T	tk 7210-20T	tk 7210-21T	tk 7210-22T	tk 7210-23T	tk 7210-24T
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

passend für Griffe: tk 7100-04, tk 7101-04, tk 7102-04, tk 7105-08
for handles: tk 7100-04, tk 7101-04, tk 7102-04, tk 7105-08
pour manches: tk 7100-04, tk 7101-04, tk 7102-04, tk 7105-08
para mangos: tk 7100-04, tk 7101-04, tk 7102-04, tk 7105-08
per manici: tk 7100-04, tk 7101-04, tk 7102-04, tk 7105-08

Dermatome | Dermatomes
Dermatomes | Dermatomes
 Dermatomes | Dermatomes
 Dermatomi | Dermatomes



1:2

TIERSCH

200 mm – 8"

tk 7890-20



1:2

SCHINK

tk 7900-00 | 300 mm – 12"

komplett mit 1 Klinge und 2 Spannhaltern
complete with 1 blade and 2 plates
 complèt avec 1 lame et 2 plaques
completo con 1 hoja y 2 placas
 completo con 1 lama e 2 placche



1:2

tk 7901-00

Ersatzklinge
spare blade

lame de rechange
hoja de cambio
 lama di ricambio



1:2

SCHINK

tk 7902-00

Spannplatte
Skin fixing plate

Plaque pour tendre la peau
Placa para extender la piel
 Placca per stendere la pelle

Dermatome
Dermatomes

Dermatomes
Dermatomos
Dermatomi



1:2

HUMBY

310 mm - 12 1/4"

tk 7905-00

komplett mit 1 Klinge
complete with 1 blade
complet avec 1 lame
completo con 1 hoja
completo con 1 lama



1:2

tk 7908-00

Ersatzklinge für tk7905-00, tk7907-00
spare blade for tk7905-00, tk7907-00

lame de rechange pour tk7905-00, tk7907-00
hoja de cambio para tk7905-00, tk7907-00
lama di ricambio per tk7905-00, tk7907-00



1:2

WATSON

300 mm - 12"

tk 7907-00

komplett mit 1 Klinge, Stange starr
complete with 1 blade, fixed bar
complet avec 1 lame, tige fix
completo con 1 hoja, barra fijada
completo con 1 lama, barra fissa

Messinstrumente Measuring instruments

Instruments à mesurer
Instrumentos de medida
Strumenti per la misurazione



Ø = 32 mm	Ø = 37 mm	Ø = 43 mm
tk 4664-01	tk 4664-02	tk 4664-03

Mamillenringe (stumpf)

Areola markers (blunt)

Marqueurs pour l'aréole (mousses)

Marcadores para areola (romos)

Marcatori per areola (smussati)



FREEMAN

Ø = 34 mm	Ø = 36 mm	Ø = 38 mm	Ø = 42 mm	Ø = 45 mm	Ø = 50 mm
tk 4664-04	tk 4664-05	tk 4664-06	tk 4664-07	tk 4664-08	tk 4664-09

Mamillenringe (stumpf)

Areola markers (blunt)

Marqueurs pour l'aréole (mousses)

Marcadores para areola (romos)

Marcatori per areola (smussati)

CHANG

Ø = 38/42 mm

tk 4664-10



1:2

Mamillenring (stumpf)

Areola marker (blunt)

Marqueur pour l'aréole (mousses)

Marcador para areola (romos)

Marcatore per areola (smussati)

GROSSMAN

Ø = 48/52 mm

tk 4664-11



1:2

Mamillenring (stumpf)

Areola marker (blunt)

Marqueur pour l'aréole (mousses)

Marcador para areola (romos)

Marcatore per areola (smussati)

Für präzises Markieren der Brustwarze bei:

- kombinierter Bruststraffung

- Verkleinerung des Brustwarzenhofes

For precise marking of the nipple during:

- combined breast-lifting

- reduction of the areola

Pour marquage exact du mamelon en cas de:

- lifting des seins combiné

- réduction de l'aréole

Para la marcación precisa del pezón en caso de:

- combinación con un lifting de la mama

- reducción del tamaño de la areola mamaria

Per la marcatura esatta del capezzolo in caso di:

- rassodamento combinato della mammella

- riduzione del complesso areola-capezzolo



100 mm - 4"	tk 4651-10
150 mm - 6"	tk 4651-15
200 mm - 8"	tk 4651-20
300 mm - 12"	tk 4651-30
500 mm - 20"	tk 4651-50

Bleihände
Leadhands

Mains en plomb
Manos de plomo
Mano di piombo



1:3

tk48180-01

für Kinder
child size
pour enfants
para niños
per bambini

tk48180-02

für Erwachsene
adult size
pour adultes
para adultos
per adulti



1:3

tk48180-03

für Erwachsene, mit Silikonüberzug
adult size with silicone coating
pour adultes, avec couche de silicone
para adultos, con cubierta de silicon
per adulti, rivestito di silicone

tk48180-04

für Kinder, mit Silikonüberzug
child size with silicone coating
pour enfants, avec couche de silicone
para niños, con cubierta de silicon
per bambini, rivestito di silicone

PRIMUSLINE

Scheren
Scissors

Ciseaux
Tijeras
Forbici

TEKNO **PRIMUSLINE** Scheren sind Scheren von höchster Qualität. Sowohl die Bearbeitung der TEKNO **PRIMUSLINE** Scheren wie auch der Schliff der Schneide werden ausschließlich auf modernsten CNC Maschinen durchgeführt. Diese modernen Fertigungsverfahren erlauben höchste Maßgenauigkeit. Die Präzision der Schnittfläche und des Schraubenschlusses ermöglichen einen optimalen, lang anhaltenden Schnitt und Gang. Die Oberfläche der Branchen ist blendfrei gehalten um ein störungsfreies Arbeiten zu garantieren.

*TEKNO **PRIMUSLINE** scissors are surgical scissors of highest quality. The processing of the TEKNO **PRIMUSLINE** scissors, as well as the sharpening of the blades is done on advanced numeric controlled machines. These contemporary production methods allow the highest accuracy of measurements. The precision of the blades and the lock stand for a superior cutting quality. The non-reflective surface of the handles guarantees an interference free working*

TEKNO **PRIMUSLINE** ciseaux sont des instruments chirurgicaux de qualité supérieure. L'usinage des ciseaux TEKNO **PRIMUSLINE** et le tranchant des lames sont exécutés sur des centres de contrôle numérique les plus modernes. Ces procédés de fabrication innovatifs offrent le plus haut degré d'exactitude. La précision du coupe des lame et du raccord vissé permettent une qualité de coupe excellente. Le surface anti-éblouissante des branches garantit un travail sans perturbations.

*TEKNO **PRIMUSLINE** tijeras son instrumentos quirúrgicos de alta calidad. La producción de las tijeras TEKNO **PRIMUSLINE** y también la afiladura de las hojas son realizados con máquinas modernas de control numérico. Estos procedimientos de fabricación de generación moderna garantizan el grado mas alto de exactitud. La alta precisión del filo de las hojas y del cierre permiten una calidad de corte exelente. La superficie antideslumbrante de los mangos garantiza un trabajo sin perturbaciones.*

Le forbici TEKNO **PRIMUSLINE** sono forbici chirurgiche di altissima qualità. Tutta la lavorazione della forbici TEKNO **PRIMUSLINE** nonché anche l'affilatura vengono eseguite esclusivamente su macchine numeriche modernissime. Questi processi di produzione garantiscono misure esatte. La precisione della superficie di taglio e funzionamento ottimale per lungo tempo. Le superficie non riflettente dell'impugnatura permettono un lavoro senza disturbi di luce.

Technische Informationen
Technical information

Information technique
Información técnica
Informazione tecnica

PRIMUSLINE

Standard Cut

Hochwertige Scheren mit Standardschliff

High performance scissors with standard cutting edges

Ciseaux de haute qualité avec coupe standard

Tijeras de alta calidad con afiladura estándar

Forbici di altissima qualità con filettatura standard



SuperCut

Osteotomschliff und Mikroverzahnung

Präzises Präparieren und minimal traumatisierender Schnitt

Osteotom edges and micro serration

Precise dissection and minimal traumatizing cut

Coupe ostéotome et dentelure micro

Dissection précise et minimal traumatisante

Corte osteotomo y dentado micro

Dissección precisa mínima traumática

Affilatura a forma di osteotomo e dentellatura micro

Dissezione precisa e taglio minimamente traumatizzante



TC Cut

Eingeschweisste Hartmetallschneiden mit Standardschliff

Lange Schnitthaltigkeit

Welded tungsten-carbide cutting edges

Long lasting cutting ability

Plaques en carbure de tungstène soudées dans les lames

Qualité de coupe continue

Placas de carburo de tungsteno soldadas en las hojas

Calidad de corte permanente

Lame saldate al carburo di tungsteno con filettatura standard

Lunga durata di taglio



Technische Informationen
Technical information

Information technique
Información técnica
Informazione tecnica

PRIMUSLINE

TC SuperCut

Eingeschweisste Hartmetallschneiden, Osteotomschliff und Mikroverzahnung
Lange Schnitthaltigkeit, präzises Präparieren und minimal traumatisierender Schnitt

Welded tungsten-carbide cutting edges, osteotom edges and micro serration

Long lasting cutting ability, precise dissection and minimal traumatizing cut

Plaques en carbure de tungstène, coupe ostéotome et dentelure micro
Qualité de coupe continue, dissection précise et minimal traumatisante

Placas de carburo de tungsteno, corte osteotomo y dentado micro
Calidad de corte permanente, disección precisa mínima traumática

Lame saldate al carburo di tungsteno con affilatura a forma di osteotomo e dentellatura micro
Lunga durata di taglio, dissezione precisa e taglio minimamente traumatizzante



Ceramic SuperCut

Eingeschweisste Hartmetallschneide mit Osteotomschliff und Mikroverzahnung, schwarze Keramikbeschichtung
Lange Schnitthaltigkeit durch hohe Oberflächenhärte der Beschichtung, blendfreie Oberfläche, präzises Präparieren und minimal traumatisierender Schnitt

Welded tungsten-carbide cutting edges with osteotom edges and micro serration, black ceramic coating

Long lasting cutting ability due to high surface hardness of the coating, anti-glaring surface, better vision, precise dissection and minimal traumatizing cut

Plaques en carbure de tungstène, coupe ostéotome et dentelure micro, surface céramisée
Qualité de coupe continue, dissection précise et minimal traumatisante, surface anti-éblouissante

Placas de carburo de tungsteno, corte osteotomo y dentado micro, superficie cerámica
Calidad de corte permanente, disección precisa mínima traumática, superficie antideslumbrante

Lame saldate al carburo di tungsteno con affilatura a forma di osteotomo e dentellatura micro, rivestimento di ceramica.
Lunga durata di taglio grazie all'alta durezza della superficie. Superficie antiriflesso, dissezione precisa e taglio minimamente traumatizzante



Scheren
Scissors

Ciseaux
Tijeras
Forbici

PRIMUSLINE



METZENBAUM

STANDARD

140 mm - 5½"	tk 8323-14-A	tk 8333-14-A
150 mm - 6"		tk 8353-15-A
180 mm - 8"	tk 8343-18-A	tk 8353-18-A
200 mm - 8"	tk 8343-20-A	tk 8353-20-A
230 mm - 9"		tk 8353-23-A

SUPERCUT

140 mm - 5½"	tk 8323-14-B	tk 8333-14-B
150 mm - 6"		tk 8353-15-B
180 mm - 8"	tk 8343-18-B	tk 8353-18-B
200 mm - 8"	tk 8343-20-B	tk 8353-20-B
230 mm - 9"		tk 8353-23-B

TC CUT

140 mm - 5½"	tk 8323-14-C	tk 8333-14-C
180 mm - 8"	tk 8343-18-C	tk 8353-18-C
200 mm - 8"	tk 8343-20-C	tk 8353-20-C
230 mm - 9"		tk 8353-23-C

CERAMIC SUPERCUT

140 mm - 5½"	tk 8323-14-E	tk 8333-14-E
180 mm - 8"	tk 8343-18-E	tk 8353-18-E
200 mm - 8"	tk 8343-20-E	tk 8353-20-E
230 mm - 9"		tk 8353-23-E
250 mm - 9¾"		tk 8353-25-E



Scheren | Ciseaux
Scissors | Tijeras
Forbici

PRIMUSLINE



1:1

METZENBAUM FINO

☐	STANDARD
140 mm – 5½"	tk 8373-14-A
180 mm – 8"	tk 8381-18-A
200 mm – 8"	tk 8381-20-A
☒	SUPERCUT
140 mm – 5½"	tk 8373-14-B
180 mm – 8"	tk 8381-18-B
200 mm – 8"	tk 8381-20-B
☒	TC CUT
140 mm – 5½"	tk 8373-14-C
180 mm – 8"	tk 8381-18-C
200 mm – 8"	tk 8381-20-C
☒	TC SUPERCUT
180 mm – 8"	tk 8381-18-D
☒	CERAMIC SUPERCUT
140 mm – 5½"	tk 8373-14-E
180 mm – 8"	tk 8381-18-E
200 mm – 8"	tk 8381-20-E



1:2



1:1

BABY METZENBAUM

☐	STANDARD
115 mm – 4½"	tk 8333-11-A
☒	SUPERCUT
115 mm – 4½"	tk 8333-11-B
☒	TC CUT
115 mm – 4½"	tk 8333-11-C
☒	TC SUPERCUT
115 mm – 4½"	tk 8333-11-D
☒	CERAMIC SUPERCUT
115 mm – 4½"	tk 8333-11-E

Scheren
Scissors

Ciseaux
Tijeras
Forbici

PRIMUSLINE



1:2



1:1

LEXER

	STANDARD
160 mm - 6 1/4 "	tk 8123-16-A
	SUPERCUT
160 mm - 6 1/4 "	tk 8123-16-B
	TC CUT
160 mm - 6 1/4 "	tk 8123-16-C
	TC SUPERCUT
160 mm - 6 1/4 "	tk 8123-16-D
	CERAMIC SUPERCUT
160 mm - 6 1/4 "	tk 8123-16-E



1:2



1:1

MAYO LEXER

	TC CUT
165 mm - 6 1/2 "	tk 8125-16-C
	TC SUPERCUT
165 mm - 6 1/2 "	tk 8125-16-D
	CERAMIC SUPERCUT
165 mm - 6 1/2 "	tk 8125-16-E

Scheren | Ciseaux
Scissors | Tijeras
Forbici

PRIMUSLINE



1:2



1:1

MAYO STILLE

☐ STANDARD	
170 mm - 6¾"	tk 8283-17-A
☒ SUPERCUT	
170 mm - 6¾"	tk 8283-17-B
☒ TC CUT	
170 mm - 6¾"	tk 8283-17-C
☒ TC SUPERCUT	
170 mm - 6¾"	tk 8283-17-D
☒ CERAMIC SUPERCUT	
170 mm - 6¾"	tk 8283-17-E



1:1

REYNOLDS

☐ STANDARD	
140 mm - 5½"	tk 8603-14-A
160 mm - 6¼"	tk 8603-16-A
☒ CERAMIC SUPERCUT	
160 mm - 6¼"	tk 8603-16-E

Scheren
Scissors

Ciseaux
Tijeras
Forbici

PRIMUSLINE



JOSEPH

☐ STANDARD

150 mm - 6"

tk 8693-14-A

☒ SUPERCUT

150 mm - 6"

tk 8693-14-B



1:1



KELLY

☐ STANDARD

160 mm - 6¼"

tk 8463-16-A

☒ SUPERCUT

160 mm - 6¼"

tk 8463-16-B

☒ TC CUT

160 mm - 6¼"

tk 8463-16-C

☒ TC SUPERCUT

160 mm - 6¼"

tk 8463-16-D

☒ CERAMIC SUPERCUT

160 mm - 6¼"

tk 8463-16-E



1:1

Scheren | Ciseaux
Scissors | Tijeras
Forbici

PRIMUSLINE



STEVENS

☐ STANDARD

130 mm - 5"

tk 8463-13-A

☒ SUPERCUT

130 mm - 5"

tk 8463-13-B

stumpf

blunt

mousses

roma

smusse



IRIS

☒ SUPERCUT

115 mm - 4½"

tk 9434-11-B

☒ TC SUPERCUT

115 mm - 4½"

tk 9434-11-C

spitz

sharp

pointue

aguda

acuta



Technische Informationen
Technical information

Information technique
Información técnica
Informazione tecnica

140 mm – 5½"	tk 8198-14	tk 9198-14
140 mm – 5½"	tk 8198-14 SU	tk 9198-14 SU
140 mm – 5½"	tk 8198-14 SUB	tk 9198-14 SUB
140 mm – 5½"	tk 8193-14 TC	tk 9193-14 TC
140 mm – 5½"	tk 8197-14 SU TC	tk 9197-14 SU TC
	gerade straight droits	gebogen curved courbes



standard

Scheren aus rostfreiem Stahl mit Standardschliff für präzises Arbeiten.

Stainless steel scissors with standard cut for precise working.

Ciseaux d'acier inoxydable avec coupe standard pour des travaux précis.

Tijeras de acero inoxidable con corte standard para un trabajo preciso.

Forbici di acciaio inossidabile con filatura Standard per tagli precisi.



**super
cut**


Messerschliff und Mikroverzahnung für einen feinen minimal traumatisierenden Schnitt.

Knife edges and micro serration for a fine and minimally traumatizing cut.

Aiguisement tranchante et dents micro pour une coupe fine, peu traumatisante.

Hoja de bisturí y dentadura micro para un corte fino, mínimo traumatizante.

Affilatura a scalpello e dentellatura micro per uno taglio fine, minimo traumatizzante.



**super
cut**

SuperCut Scheren mit schwarzen Griffen.

SuperCut scissors with black handles.

Ciseaux SuperCut avec anneaux noirs

Tijeras SuperCut con anillos negros

Forbici SuperCut con anelli neri



**tungsten
carbide**

Nahtlos aufgeschweisste, korrosionsfreie Hartmetallschneiden.

Seamless welded, corrosion-free tungsten carbide cutting edges.

Plaques en carbure de tungstène, non-corrosives, soudées homogènement dans les lames.

Placas de carburo de tungsteno soldadas homogéneamente y anticorrosiva en las hojas.

Congiunzione omogenea senza cordolo lame saldate al carburo di tungsteno.



**super
cut
tungsten
carbide**

Nahtlos aufgeschweisste Hartmetallschneide mit Messerschliff und Mikroverzahnung

Tungsten carbide plates, seamlessly welded into the jaws. Knife edges and micro serration.

Plaques en carbure de tungstène, soudées homogènement dans les lames. Aiguisement tranchante et dents micro.

Placas de carburo de tungsteno soldadas homogéneamente y en las hojas. Hoja de bisturí y dentadura micro.

Lame con taglio in tungsteno, senza saldature del morso, con taglio delle lame e dentatura micro.

Chirurgische Scheren
Operating scissors

Ciseaux à chirurgie
Tijeras para cirugía
Forbici per chirurgia



MAYO

145 mm – 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-14	tk 8273-14
150 mm – 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-15	tk 8273-15
170 mm – 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-17	tk 8273-17
230 mm – 9"	tk 8272-23	tk 8273-23
145 mm – 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-14 SU	tk 8273-14 SU
150 mm – 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-15 SU	tk 8273-15 SU
170 mm – 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-17 SU	tk 8273-17 SU
230 mm – 9"	tk 8272-23 SU	tk 8273-23 SU
145 mm – 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-14 SUB	tk 8273-14 SUB
150 mm – 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-15 SUB	tk 8273-15 SUB
170 mm – 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 8272-17 SUB	tk 8273-17 SUB
230 mm – 9"	tk 8272-23 SUB	tk 8273-23 SUB
145 mm – 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 8278-14 TC	tk 8279-14 TC
170 mm – 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 8278-17 TC	tk 8279-17 TC
230 mm – 9"	tk 8278-23 TC	tk 8279-23 TC

Chirurgische Scheren
Operating scissors

Ciseaux à chirurgie
Tijeras para cirugía
Forbici per chirurgia



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

120 mm - 4 $\frac{3}{4}$ "	tk 8523-12	tk 8524-12	tk 8525-12
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

120 mm - 4 $\frac{3}{4}$ "	tk 8533-12	tk 8534-12	tk 8535-12
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Chirurgische Scheren
Operating scissors

Ciseaux à chirurgie
Tijeras para cirugía
Forbici per chirurgia



LEXER

160 mm - 6 1/4"	tk 8122-16	tk 8123-16
210 mm - 8 1/4"	tk 8122-21	tk 8123-21
160 mm - 6 1/4"	tk 8122-16 SU	tk 8123-16 SU
160 mm - 6 1/4"	tk 8122-16 SUB	tk 8123-16 SUB
160 mm - 6 1/4"	tk 8138-16 TC	tk 8139-16 TC



KELLY

160 mm - 6 1/4"	tk 8462-16	tk 8463-16
180 mm - 7"	tk 8462-18	tk 8463-18

Fistel Scheren

Fistula scissors

Ciseaux pour fistules

Tijeras para fistulas

Forbici per fistole

Chirurgische Scheren
Operating scissors

Ciseaux à chirurgie
Tijeras para cirugía
Forbici per chirurgia



1:2



1:1



1:1

PECK-JOSEF

140 mm - 5½" "	tk 8198-14	tk 9198-14
140 mm - 5½" "	tk 8198-14 SU	tk 9198-14 SU
140 mm - 5½" "	tk 8198-14 SUB	tk 9198-14 SUB
140 mm - 5½" "	tk 8193-14 TC	tk 9193-14 TC
140 mm - 5½" "	tk 8197-14 SU TC	tk 9197-14 SU TC



1:2



1:1



1:1

BROPHY (SULLIVAN)

145 mm - 5¾" "	tk 8572-14	tk 8573-14
----------------	-------------------	-------------------

Chirurgische Scheren – Präparierscheren
Operating scissors – Dissecting scissors

Ciseaux à chirurgie – Ciseaux à dissection
Tijeras para cirugía – Tijeras de disección
 Forbici per chirurgia – Forbici per dissezione


METZENBAUM-NELSON

	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3
115 mm – 4½"	tk 8323-11		
145 mm – 5¾"	tk 8323-14	tk 8324-14	tk 8325-14
150 mm – 6"	tk 8343-15		
180 mm – 7"	tk 8343-18	tk 8344-18	tk 8345-18
200 mm – 8"	tk 8343-20	tk 8344-20	tk 8345-20
230 mm – 9"	tk 8343-23	tk 8344-23	tk 8345-23
250 mm – 9¾"	tk 8343-25	tk 8344-25	tk 8345-25
280 mm – 11"	tk 8343-28	tk 8344-28	tk 8345-28
300 mm – 12"	tk 8343-30	tk 8344-30	tk 8345-30
145 mm – 5¾"	tk 8323-14 SU		
180 mm – 7"	tk 8343-18 SU		
200 mm – 8"	tk 8343-20 SU		
230 mm – 9"	tk 8343-23 SU		
145 mm – 5¾"	tk 8323-14 SUB		
180 mm – 7"	tk 8343-18 SUB		
200 mm – 8"	tk 8343-20 SUB		
230 mm – 9"	tk 8343-23 SUB		
115 mm – 4½"	tk 8327-11 TC		
145 mm – 5¾"	tk 8327-14 TC	tk 8328-14 TC	tk 8329-14 TC
180 mm – 7"	tk 8347-18 TC	tk 8348-18 TC	tk 8349-18 TC
200 mm – 8"	tk 8347-20 TC	tk 8348-20 TC	tk 8349-20 TC
230 mm – 9"	tk 8347-23 TC	tk 8348-23 TC	tk 8349-23 TC
250 mm – 9¾"	tk 8347-25 TC		
280 mm – 11"	tk 8347-28 TC		
300 mm – 12"	tk 8347-30 TC		

Chirurgische Scheren – Präparierscheren
Operating scissors – Dissecting scissors

Ciseaux à chirurgie – Ciseaux à dissection
Tijeras para cirugía – Tijeras de disección
Forbici per chirurgia – Forbici per dissezione



METZENBAUM-NELSON

	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3
115 mm – 4½"	tk 8333-11		
145 mm – 5¾"	tk 8333-14	tk 8334-14	tk 8335-14
150 mm – 6"	tk 8353-15		
180 mm – 7"	tk 8353-18	tk 8354-18	tk 8356-18
200 mm – 8"	tk 8353-20	tk 8354-20	tk 8356-20
230 mm – 9"	tk 8353-23	tk 8354-23	tk 8356-23
250 mm – 9¾"	tk 8353-25	tk 8354-25	tk 8356-25
280 mm – 11"	tk 8353-28	tk 8354-28	tk 8356-28
300 mm – 12"	tk 8353-30	tk 8354-30	tk 8356-30
145 mm – 5¾"	tk 8333-14 SU		
180 mm – 7"	tk 8353-18 SU		
200 mm – 8"	tk 8353-20 SU		
230 mm – 9"	tk 8353-23 SU		
145 mm – 5¾"	tk 8333-14 SUB		
180 mm – 7"	tk 8353-18 SUB		
200 mm – 8"	tk 8353-20 SUB		
230 mm – 9"	tk 8353-23 SUB		
115 mm – 4½"	tk 8337-11 TC		
145 mm – 5¾"	tk 8337-14 TC	tk 8338-14 TC	tk 8339-14 TC
180 mm – 7"	tk 8357-18 TC	tk 8358-18 TC	tk 8359-18 TC
200 mm – 8"	tk 8357-20 TC	tk 8358-20 TC	tk 8359-20 TC
230 mm – 9"	tk 8357-23 TC	tk 8358-23 TC	tk 8359-23 TC
250 mm – 9¾"	tk 8357-25 TC		
280 mm – 11"	tk 8357-28 TC		
300 mm – 12"	tk 8357-30 TC		

Chirurgische Scheren – Präparierscheren
Operating scissors – Dissecting scissors

Ciseaux à chirurgie – Ciseaux à dissection
Tijeras para cirugía – Tijeras de disección
 Forbici per chirurgia – Forbici per dissezione


METZENBAUM-FINO

	Fig. 1	Fig. 3	Fig. 1	Fig. 3
145 mm – 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 8372-14	tk 8374-14	tk 8373-14	tk 8375-14
180 mm – 7 "	tk 8380-18		tk 8381-18	
200 mm – 8 "	tk 8380-20		tk 8381-20	
230 mm – 9 "	tk 8380-23		tk 8381-23	
145 mm – 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 8372-14 SU		tk 8373-14 SU	
180 mm – 7 "	tk 8380-18 SU		tk 8381-18 SU	
200 mm – 8 "	tk 8380-20 SU		tk 8381-20 SU	
230 mm – 9 "	tk 8380-23 SU		tk 8381-23 SU	
145 mm – 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 8372-14 SUB		tk 8373-14 SUB	
180 mm – 7 "	tk 8380-18 SUB		tk 8381-18 SUB	
200 mm – 8 "	tk 8380-20 SUB		tk 8381-20 SUB	
230 mm – 9 "	tk 8380-23 SUB		tk 8381-23 SUB	
145 mm – 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 8363-14 TC	tk 8366-14 TC	tk 8365-14 TC	tk 8367-14 TC
180 mm – 7 "	tk 8370-18 TC		tk 8371-18 TC	
200 mm – 8 "	tk 8370-20 TC		tk 8371-20 TC	
230 mm – 9 "	tk 8370-23 TC		tk 8371-23 TC	

Irisscheren
Iris scissors

Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia
Forbici per iridectomia



90 mm - 3½"	tk 8642-09	tk 8643-09
115 mm - 4½"	tk 8632-11	tk 8633-11
115 mm - 4½"	tk 8636-11 TC	tk 8637-11 TC



90 mm - 3½"	tk 8652-09	tk 8653-09
100 mm - 4"	tk 8652-10	tk 8653-10
115 mm - 4½"	tk 8652-11	tk 8653-11
100 mm - 4"	tk 8652-10 SU	tk 8653-10 SU
100 mm - 4"	tk 8652-10 SUB	tk 8653-10 SUB


Feine Scheren
Fine scissors

Ciseaux fins
Tijeras finas
Forbici fini



STRABISMUS-SCHERE

115 mm – 4½" "	tk 9482-11	tk 9483-11
115 mm – 4½" "	tk 9482-11 SU	tk 9483-11 SU
115 mm – 4½" "	tk 9482-11 SUB	tk 9483-11 SUB



KNAPP

105 mm – 4¼" "	tk 8688-10	tk 8689-10
----------------	-------------------	-------------------

stumpf
blunt

mousse
aguda
smusse



GRADLE

90 mm – 3¾" "

tk 8694-09

gebogen, spitz
curved, pointed

courbes, pointue
curva, aguda
curve, acuta

Feine Scheren
Fine scissors

Ciseaux fins
Tijeras finas
Forbici fini



QUINBY

125 mm - 5"

tk 8592-12



1:1

1:2



NEUMANN

120 mm - 4 3/4"

tk 8597-12


S-förmig gebogen
S curved

courbe en S

curva en S

curve a forma di S

1:2



MC INDOE

180 mm - 7"

tk 8352-18

180 mm - 7"

tk 8352-18 SU

180 mm - 7"

tk 8352-18 SUB

Kurzes Maul
Short jaw

Mors court

Boca corta

Taglio corto

1:2



1:2



LOCKLIN

165 mm - 6 1/2"

tk 8582-16

gerade, gezahnt
straight, saw edge

droit, dentelée

recta, dentada

rette, dentate

1:2



gebogen, gezahnt
curved, saw edge

courbe, dentelée

curva, dentada

curve, dentate

1:2

Feine chirurgische Scheren
Fine operating scissors

Ciseaux fins à chirurgie
Tijeras finas para cirugía
Forbici fine per chirurgia



1:2

CONVERSE

100 mm - 3 3/4"

tk 9203-10


aufgewinkelt
angled

courbe vers le haut
angulado
angulato



BEUSE


115 mm - 5"



1:1

leicht gebogen, spitz
slightly curved, pointed

légèrement courbe,
pointues
ligeramente curva, aguda
legeramente curva, acuta



1:1

leicht gebogen, stumpf
slightly curved, blunt

légèrement courbe,
mousses
ligeramente curva, roma
legeramente curva, smusso



1:1

1:1

RIBBON STEVENS

95 mm - 3 3/4"

tk 9456-10

tk 9454-10

spitz - spitz
sharp - sharp

pointue - pointue
aguda - aguda
acuta - acuta



1:2



1:1

1:1

RIBBON STEVENS

95 mm - 3 3/4"

tk 9457-10

tk 9455-10

stumpf - stumpf
blunt - blunt

mousse - mousse
roma - roma
smussa - smussa

Sehnenscheren
Tenotomy scissors

Ciseaux à ténatomie
Tijeras para tenotomia
Forbici per tenotomia



STEVENS

100 mm - 4 "	tk 9452-10	tk 9453-10
110 mm - 4 1/4 "	tk 9452-11	tk 9453-11

100 mm - 4 "	tk 9452-10 SU	tk 9453-10 SU
110 mm - 4 1/4 "	tk 9452-11 SU	tk 9453-11 SU

100 mm - 4 "	tk 9452-10 SUB	tk 9453-10 SUB
110 mm - 4 1/4 "	tk 9452-11 SUB	tk 9453-11 SUB

spitz - spitz
sharp - sharp
pointue - pointue
aguda - aguda
acuta - acuta



STEVENS

100 mm - 4 "	tk 9462-10	tk 9463-10
110 mm - 4 1/4 "	tk 9462-11	tk 9463-11

100 mm - 4 "		tk 9463-10 SU
110 mm - 4 1/4 "		tk 9463-11 SU

100 mm - 4 "		tk 9463-10 SUB
110 mm - 4 1/4 "		tk 9463-11 SUB

stumpf - stumpf
blunt - blunt
mousse - mousse
roma - roma
smussa - smussa

Scheren für plastische Operationen
Plastic surgery scissors

Ciseaux pour la chirurgie plastique
Tijeras para cirugía plástica
Forbici per chirurgia plastica



REYNOLDS (JAMESON)

160 mm - 6 1/4"	tk 8602-16	tk 8603-16
180 mm - 7"	tk 8602-18	tk 8603-18
160 mm - 6 1/4"	tk 8602-16 SU	tk 8603-16 SU
180 mm - 7"	tk 8602-18 SU	tk 8603-18 SU
160 mm - 6 1/4"	tk 8602-16 SUB	tk 8603-16 SUB
180 mm - 7"	tk 8602-18 SUB	tk 8603-18 SUB



KILNER (RAGNELL)

120 mm - 4 3/4"	tk 8697-12
150 mm - 6"	tk 8697-15
120 mm - 4 3/4"	tk 8697-12 SU
150 mm - 6"	tk 8697-15 SU
180 mm - 7"	tk 8697-18 SU
200 mm - 8"	tk 8697-20 SU
120 mm - 4 3/4"	tk 8697-12 SUB
150 mm - 6"	tk 8697-15 SUB
180 mm - 7"	tk 8697-18 SUB
200 mm - 8"	tk 8697-20 SUB
120 mm - 4 3/4"	tk 8698-12 TC
150 mm - 6"	tk 8698-15 TC

Scheren für plastische Operationen
Plastic surgery scissors

Ciseaux pour la chirurgie plastique
Tijeras para cirugía plástica
Forbici per chirurgia plastica



1:2



1:1



1:1

JOSEPH

140 mm – 5½"	tk 8692-14	tk 8693-14
--------------	-------------------	-------------------



1:2






1:2

GORNEY

180 mm – 7¼"	tk 8704-18 SU	tk 8705-18 SU
230 mm – 9"	tk 8704-23 SU	tk 8705-23 SU
180 mm – 7¼"	tk 8704-18 SUB	tk 8705-18 SUB
230 mm – 9"	tk 8704-23 SUB	tk 8705-23 SUB
190 mm – 7½"	tk 8702-20 TC	tk 8703-20 TC
230 mm – 9"	tk 8702-23 TC	tk 8703-23 TC

Scheren für plastische Operationen
Plastic surgery scissors

Ciseaux pour la chirurgie plastique
Tijeras para cirugía plástica
Forbici per chirurgia plastica



GORNEY PLATYSMA

230 mm - 9"	tk 9186-23 SU	tk 9185-23 SU
230 mm - 9"	tk 9186-23 SUB	tk 9185-23 SUB
230 mm - 9"	tk 9170-23 TC	tk 9171-23 TC



GORNEY-FREEMAN

190 mm - 7½"	tk 9168-19	tk 9167-19
190 mm - 7½"	tk 9168-19 SU	tk 9169-19 SU
190 mm - 7½"	tk 9168-19 SUB	tk 9169-19 SUB
190 mm - 7½"	tk 9170-19 TC	tk 9171-19 TC
190 mm - 7½"	tk 9172-19 SU TC	tk 9173-19 SU TC

Scheren für plastische Operationen
Plastic surgery scissors


Ciseaux pour la chirurgie plastique
Tijeras para cirugía plástica
Forbici per chirurgia plastica



GORNEY-DELICATE

205 mm - 8 1/4"	tk 9163-20 SU
205 mm - 8 1/4"	tk 9163-20 SUB
205 mm - 8 1/4"	tk 9164-20 TC
205 mm - 8 1/4"	tk 9165-20 SU TC

gebogen
curved
courbe
curva
curve





KAYE

145 mm - 5 3/4"	tk 9174-14 SU	tk 9175-14 SU
185 mm - 7"	tk 9174-18 SU	tk 9175-18 SU
230 mm - 9"	tk 9176-23 SU	tk 9177-23 SU
145 mm - 5 3/4"	tk 9174-14 SUB	tk 9175-14 SUB
185 mm - 7"	tk 9174-18 SUB	tk 9175-18 SUB
230 mm - 9"	tk 9176-23 SUB	tk 9177-23 SUB
145 mm - 5 3/4"	tk 9174-14 TC	tk 9175-14 TC
185 mm - 7"	tk 9174-18 TC	tk 9175-18 TC
230 mm - 9"	tk 9176-23 TC	tk 9177-23 TC
145 mm - 5 3/4"	tk 9178-14 SU TC	tk 9179-14 SU TC
185 mm - 7"	tk 9178-18 SU TC	tk 9179-18 SU TC
230 mm - 9"	tk 9178-23 SU TC	tk 9179-23 SU TC


Scheren für plastische Operationen
Plastic surgery scissors

Ciseaux pour la chirurgie plastique
Tijeras para cirugía plástica
Forbici per chirurgia plastica



FREEMAN-KAYE

185 mm – 7"	tk 9182-18 SU	tk 9183-18 SU
185 mm – 7"	tk 9182-18 SUB	tk 9183-18 SUB
185 mm – 7"	tk 9172-18 TC	tk 9173-18 TC
185 mm – 7"		tk 9183-18 SU TC



AUFRICHT

150 mm – 5¾"	tk 8706-15 SU	tk 8707-15 SU
150 mm – 5¾"	tk 8706-15 SUB	tk 8707-15 SUB

Scheren für plastische Operationen
Plastic surgery scissors

Ciseaux pour la chirurgie plastique
Tijeras para cirugía plástica
Forbici per chirurgia plastica



KAHN

145 mm - 5½"	tk 8154-14	tk 8155-14
180 mm - 7"	tk 8154-18	tk 8155-18



1:2



1:2


GOLDMAN-FOX

130 mm - 5"	tk 9922-13	tk 9923-13
130 mm - 5"	tk 9922-13 SU	tk 9923-13 SU
130 mm - 5"	tk 9922-13 SUB	tk 9923-13 SUB
130 mm - 5"	tk 9924-13 SU TC	tk 9925-13 SU TC

1:2

Face-Lift-Scheren
Face-lift scissors

Ciseaux pour le face-lift
Tijeras para el face-lift
Forbici per "face-lifting"



REES

170 mm - 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 9182-17	tk 9183-17
205 mm -	tk 9182-20	tk 9183-20
170 mm - 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 9182-17 SU	tk 9183-17 SU
205 mm -	tk 9182-20 SU	tk 9183-20 SU
170 mm - 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 9182-17 SUB	tk 9183-17 SUB
205 mm -	tk 9182-20 SUB	tk 9183-20 SUB
170 mm - 6 $\frac{3}{4}$ "	tk 9192-17 TC	tk 9193-17 TC
205 mm -	tk 9192-20 TC	tk 9193-20 TC



REES BULLDOG

130 mm - 5"

tk 9199-13

leicht gebogen

slightly curved

légèrement courbe

ligeramente curva

legermente curve

1:2



1:2

DAVIS

170 mm - 6 $\frac{3}{4}$ "

tk 9191-18

170 mm - 6 $\frac{3}{4}$ "

tk 9191-18 SU

170 mm - 6 $\frac{3}{4}$ "

tk 9191-18 SUB

Face-Lift-Scheren
Face-lift scissors

Ciseaux pour le face-lift
Tijeras para el face-lift
Forbici per "face-lifting"



1:1



1:1

CASTANARES

160 mm - 6 1/4"	tk 9208-16	tk 9209-16
160 mm - 6 1/4"	tk 9210-16 TC	



GREGORY

145 mm - 5 1/2"	tk 9196-14 TC
-----------------	----------------------

leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbe
ligeramente curva
legermente curve

Nasenscheren
Nasal scissors

Ciseaux nasaux
Tijeras nasales
Forbici nasali



KNIGHT

180 mm – 7"

tk 9205-18

gewinkelt
angled
angulée
angulado
angulato

1:2



FOMON

135 mm – 5 1/4"

tk 8392-14

135 mm – 5 1/4"

tk 8392-14 SU

135 mm – 5 1/4"

tk 8392-14 SUB

stark gebogen
strongly curved
fortement courbe
fuertemente curva
fortamente curve

1:2



BOETTCHER

180 mm – 7"

tk 8832-18

1:2



THOREK

190 mm – 7 1/2"

tk 8394-19

1:2

Augenscheren
Blepharoplasty scissors

Ciseaux pour blépharoplastie
Tijeras para blefaroplastica
Forbici per blefaroplastica



1:2



1:1



1:1

S H E A

120 mm - 4 ³ / ₄ "	tk 9208-12	tk 9209-12
120 mm - 4 ³ / ₄ "	tk 9208-12 SU	tk 9209-12 SU
120 mm - 4 ³ / ₄ "	tk 9208-12 SUB	tk 9209-12 SUB


spitz
pointed
pointue
aguda
acuta



1:2



1:1



1:1

B O N N

80 mm - 3 ¹ / ₄ "	tk 9211-09	tk 9212-09
---	-------------------	-------------------


Augenscheren
Blepharoplasty scissors

Ciseaux pour blépharoplastie
Tijeras para blefaroplastica
Forbici per blefaroplastica



PAR-TYPE

115 mm - 4 1/2 "	tk 8188-11	tk 8189-11
145 mm - 5 3/4 "	tk 8188-14	tk 8189-14
115 mm - 4 1/2 "	tk 8188-11 SU	tk 8189-11 SU
145 mm - 5 3/4 "	tk 8188-14 SU	tk 8189-14 SU
115 mm - 4 1/2 "	tk 8188-11 SUB	tk 8189-11 SUB
145 mm - 5 3/4 "	tk 8188-14 SUB	tk 8189-14 SUB
115 mm - 4 1/2 "	tk 9188-11 TC	tk 9189-11 TC
145 mm - 5 3/4 "	tk 9188-14 TC	tk 9189-14 TC
115 mm - 4 1/2 "	tk 9188-11 SU TC	tk 9189-11 SU TC
145 mm - 5 3/4 "	tk 9188-14 SU TC	tk 9189-14 SU TC



GREENBERG PAR

115 mm - 4 1/2 "	tk 9198-11	tk 9199-11
115 mm - 4 1/2 "	tk 9198-11 SU	tk 9199-11 SU
115 mm - 4 1/2 "	tk 9198-11 SUB	tk 9199-11 SUB
115 mm - 4 1/2 "	tk 9200-11 TC	tk 9201-11 TC
115 mm - 4 1/2 "	tk 9200-11 SU TC	tk 9201-11 SU TC

Augenscheren
Blepharoplasty scissors

Ciseaux pour blépharoplastie
Tijeras para blefaroplastica
Forbici per blefaroplastica



1:2



1:1



1:1

KAYE BLEPHAROPLASTY

115 mm - 4 1/2"	tk 8134-11	tk 8135-11
115 mm - 4 1/2"	tk 8134-11 SU	tk 8135-11 SU
115 mm - 4 1/2"	tk 8134-11 SUB	tk 8135-11 SUB
115 mm - 4 1/2"	tk 9134-11 TC	tk 9135-11 TC
115 mm - 4 1/2"	tk 9134-11 SU TC	tk 9135-11 SU TC



1:2



1:1





1:1

KAYE RIBBON TYPE

115 mm - 4 1/2"	tk 9179-11	tk 9180-11
-----------------	-------------------	-------------------

Mikro-Federschere
Micro-scissors

Micro ciseaux à ressorts
Micro tijeras con resorte
 Forbici per microchirurgia




150 mm – 6"

tk 25670-15


gerade, kurze Schneide
straight, short blades
 droite, lames courtes
recta, hojas cortas
 retta, lama corta


tk 25671-15


gebogen, kurze Schneide
curved, short blades
 courbe, lames courtes
curva, hojas cortas
 curva, lama corta


tk 25672-15

gerade, lange Schneide
straight, long blades
 droite, lames longues
recta, hojas largas
 retta, lama lunga


tk 25673-15

gebogen, lange Schneide
curved, long blades
 courbe, lames longues
curva, hojas largas
 curva, lama lunga




150 mm – 6"

tk 25678-15

gerade, gezahnt
straight, saw edge
 droite, dentelée
recta, dentadas
 retta, dentata


tk 25679-15

gebogen, gezahnt
curved, saw edge
 courbe, dentelée
curva, dentadas
 curva, dentata



150 mm – 6"

tk 25675-15

180 mm – 7"

tk 25677-18

kniegebogen, 45°
angled on flat, 45°
 angulaire, 45°
acodada, 45°
 angolata, 45°

Mikro-Präparierscheren
Micro dissecting scissors


Micro ciseaux à dissection

Micro tijeras de disección

Forbici per micro chirurgia con manico rotondo



145 mm - 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 25602-01	tk 25603-01	tk 25602-02	tk 25603-02
180 mm - 7"	tk 25610-01	tk 25611-01	tk 25610-02	tk 25611-02
kurze Schneide 8 mm, glatt <i>short blades 8 mm, smooth</i>	gerade, spitz <i>straight, sharp</i>	gebogen, spitz <i>curved, sharp</i>	gerade, stumpf <i>straight, blunt</i>	gebogen, stumpf <i>curved, blunt</i>
lames courtes 8 mm, lisses	droites, pointues	courbes, pointues	droites, mousses	courbes, mousses
hojas cortas 8 mm, lisos	rectas, agudas	curvas, agudas	rectas, romas	curvas, romas
lama corta 8 mm, liscia	retta, acuta	curva, acuta	retta, smussa	curva, smussa



145 mm - 5 $\frac{3}{4}$ "	tk 25602-03	tk 25603-03	tk 25602-04	tk 25603-04
180 mm - 7"	tk 25610-03	tk 25611-03	tk 25610-04	tk 25611-04
lange Schneide 14 mm, glatt <i>long blades 14 mm, smooth</i>	gerade, spitz <i>straight, sharp</i>	gebogen, spitz <i>curved, sharp</i>	gerade, stumpf <i>straight, blunt</i>	gebogen, stumpf <i>curved, blunt</i>
lames longues 14 mm, lisses	droites, pointues	courbes, pointues	droites, mousses	courbes, mousses
hojas largas 14 mm, lisos	rectas, agudas	curvas, agudas	rectas, romas	curvas, romas
lama lunga 14 mm, liscia	retta, acuta	curva, acuta	retta, smussa	curva, smussa

Mikroscheren mit Rundgriff
Micro scissors with round handle

Micro ciseaux avec manche ronde

Micro tijeras con mango redondo

Forbici per micro chirurgia con manico rotondo



VANNAS		
	 1:1	 1:1
	7 mm Ø	7 mm Ø
120 mm – 5"	tk 25612-12	tk 25613-12

VANNAS		
	 1:1	 1:1
	8 mm Ø	8 mm Ø
150 mm – 6"	tk 25600-15	tk 25601-15


CASTROVIEJO		
	 1:1	 1:1
	8 mm Ø	8 mm Ø
150 mm – 6"	tk 25610-15	tk 25611-15

Mikroscheren mit Rundgriff
Micro scissors with round handle

Micro ciseaux avec manche ronde
Micro tijeras con mango redondo
 Forbici per micro chirurgia con manico rotondo




1:1



1:1




1:1



1:1



1:1



1:1



1:1

	180 mm - 7"	180 mm - 7"	180 mm - 7"	180 mm - 7"	180 mm - 7"	180 mm - 7"
8 mm Ø	tk 25606-18	tk 25607-18				
10 mm Ø	tk 25602-18	tk 25603-18	tk 25618-18	tk 25619-18	tk 25620-18	tk 25621-18