



LA MIGLIORE CURA COMPRESSIVA POST OPERATORIA

G U A I N E C O M P R E S S I V E



Effetto antibatterico ed anallergico



Duttilità ed elasticità definita



L'evaporazione dell'umidità corporea



Non contiene lattice




Massaggio delle cicatrici grazie alla struttura speciale del tessuto UNIQUE




L'indumento di compressione piacevole al tatto



Eliminazione dell'odore sgradevole



Cuciture piatte



Vasta gamma di prodotti



Prodotti personalizzati



MH Comfort



OEKO-TEX

Garantisce l'assenza di sostanze nocive nei nostri prodotti che vengono testati ogni anno da un istituto tedesco di controllo Hohenstein. Questo certificato è una delle garanzie di qualità e sicurezza per i nostri pazienti. Le guaine della nostra produzione non contengono lattice.



ISO 9001:2008

Questa garanzia degli standard internazionali assicura l'efficienza del sistema di gestione e di produzione con l'obiettivo di massima soddisfazione dei clienti e delle loro esigenze. Il sistema di conformità è ogni anno sotto la supervisione dell'autorità notificata.



CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Prodotti LIPOELASTIC® mantengono l'esigenza del direttivo sanitario 93/42/EEC e decreto del Governo n.336/2004 comp. in formulazione valida. Prodotti LIPOELASTIC® sono marcati CE.

I NOSTRI PRODOTTI SONO NELLA LISTA DELL'ELENCO FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) E SONO INOLTRE MONITORATI COME MEZZI DI CLASSE 1 (CLASS DEVICE 1).

Senza zip



Versione della guaina senza zip

Comfort



Gli zip sono fondati grazie alla striscia con varietà di gancetti

Variant



Chiusura su 3 file di gancetti

Versioni di fori igienici



Su tutte le guaine da uomo e da donna con pantaloncino



Tutte le guaine da uomo e da donna senza pantaloncino. Chiusura con 3 file di gancetti regolabili.

Design e realizzazione delle guaine



Rinforzo anteriore raddoppiato è presente nei design più moderni.



Pizzo moderno senza striscia di silicone, non stringe e la fissazione è garantita.

1. passo

Prodotti per la prima fase di ricupero post operatorio.
Consigliamo d'indossare la guaina nelle 1 - 2 settimane
seguenti subito dopo l'intervento

2. passo

Prodotti per la seconda fase di terapia compressiva post operatoria.
Consigliamo d'indossare seguenti 3 - 6 settimane dopo la prima fase



COTTONE



CLASSIC
Materiale



UNIQUE
Materiale

Tipo di tessuto
3 versioni da scegliere



Comfort



Variant



Senza
zip



Velcro

Design
La più grande selezione di chiusure



CLASSIC

DRY



ACTIVE

DRY



SILVER

PROTECT



MICRO

CLIMA

Additivi
Additivo è un trattamento speciale, che migliora funzionalità
del prodotto



UNISEX

UNISEX
I prodotti sono adatti per donna ed anche per uomo



MATERIALE CLASSIC

Si basa sulla collezione che è approvata da anni ed ora innovata, arricchita da nanoparticelle d'argento.




SILVER PROTECT

Nanoparticelle d'argento bloccano crescita dei batteri, accelerano il processo di guarigione ed eliminano l'odore sgradevole.

nanoparticelle d'argento

effetto attivo

pelle



MATERIALE UNIQUE

Semplice da vestire, senza assistenza da un'altra persona.




MICRO CLIMA

Materiale perforato 3D tocca la pelle solo sui punti. Con movimento i punti massaggiano la pelle e così aiuta materiale UNIQUE la circolazione. La perforazione speciale 3D aiuta la traspirazione del sudore e mantiene il microclima stabile.

tecnologia massaggio 3D della pelle

traspirazione d'umidità

pelle



COMFORT




Gli zip sono fondati d'una serie di gancetti per la chiusura confortevole subito dopo l'intervento chirurgico.



Zip fondato d'una serie di gancetti
Gancetti di chiusura per chiudere la guaina facilmente

Chiusura zip




VARIANT



Chiusura a 3 file di gancetti permette di stringere le dimensioni delle guaine dopo che il gonfiore si riduca. Possibilità di regolare l'intensità della compressione migliora il risultato del processo di guarigione.




Gancetto di chiusura
Tre file di gancetti per regolare l'intensità della compressione
Gancetti di chiusura




SENZA ZIP



SAPETE PERCHÉ È LA COMPRESSIONE COSÌ IMPORTANTE?




Pelle senza uso di compressione dopo l'intervento



Pelle dopo l'uso di guaina post operatoria LIPOELASTIC®

VANTAGGI DELLA COMPRESSIONE



SAPETE CHE L'INDUMENTO POST OPERATORIO È
MOLTO IMPORTANTE PER UN RISULTATO PERFETTO DELL'INTERVENTO?

1. FASE

GUAINA MATERIALE
CLASSIC

CLASSIC
Materiale

1. passo

SILVER
PROTECT

Comfort

- Subito dopo l'intervento
- Consigliamo portare 1 - 2 settimane dopo l'intervento
- Sono l'innovazione dell'esistente collezione delle guaine
- Accelerazione di guarigione senza sgardevole odore
- Sono in più arricchite di nanoparticelle d'argento che eliminano crescita dei batteri



Colore:



TD

TF

VH special

VF

VD

2. FASE

GUAINE MATERIALE
UNIQUE



2.^{passo}

MICRO
CLIMA

Variant

- Sono create per la seconda fase di terapia compressiva
- Consigliamo di portarle per 3 - 6 settimane seguenti dopo la prima fase
- Permettono di regolare la compressione, grazie alla chiusura speciale su tre file di gancetti quando il gonfiore si riduce
- Materiale 3D perforato con l'effetto massaggio traspira il sudore e mantiene stabile il microclima sotto la guaina
- Comfort a lunga durata nel vestirsi e da indossare



Colore:



TD

TF

VH

VF

VD

SAPETE CHE IL REGGISENO POST OPERATORIO È
IMPORTANTE PER IL RISULTATO PERFETTO DELLA MASTOPLASTICA ADDITIVA?

1. FASE

PI SPECIAL



- CONSIGLIAMO SUBITO DOPO LA MASTOPLASTICA
- CONSIGLIAMO DI PORTARE CONTINUAMENTE PER LE PRIME 2 SETTIMANE DOPO L'INTERVENTO

2. FASE

PI UNIQUE



- CONSIGLIAMO COME CURA SUCCESSIVA DOPO MASTOPLASTICA E 1. FASE
- CONSIGLIAMO PORTARE PER 6 SETTIMANE SUCCESSIVE DOPO LA PRIMA FASE

VANTAGGI

MODELLA LINEAMENTI
E STABILIZZA LE PRO-
TESI MAMMARIE



MINIMALIZZA
GONFIORI E LIVIDI



RIDUCE DOLORI



MIGLIORA
LA CIRCOLAZIONE




RIDUCE RISCHIO
DELL'INFEZIONE



1. FASE

PI SPECIAL



Per sensazione piacevole e semplice manipolazione

- evita pressione indesiderata ed irritazione della pelle
- compressione controllata
- versione senza cuciture alleggerisce pressione sulle vie linfatiche
- soffice tessuto ben tollerato
- resistenza e durata





CON DUE REGGISENI OTTENEE I RISULTATI MIGLIORI



2. FASE

PI UNIQUE



ACTIVE DRY

Per sensazione della pelle fresca a lungo

- tessuto traspirante permette penetrazione d'aria e previene l'accumulo d'umidità
- mantiene temperatura costante del corpo
- impedisce al corpo d'ottenere freddo